

Het beste alternatief zonder bijwerkingen

Erectieklachten kunnen bij alle mannen voorkomen. Leeftijd speelt hierbij geen rol. Onder jonge mannen komen deze problemen bij minder dan 5% voor. Naarmate de leeftijd vordert loopt dit percentage op tot 42%.

Oorzaken van erectiestoornissen kunnen zijn:

- Na operatieve ingrepen (bijvoorbeeld prostaat, blaas of endeldarm)
- Diabetes Mellitus
- Hart -en vaatziekten
- Te laag testosterongehalte
- Ouderdom
- Stress, depressie of problemen op relationeel vlak
- Seksuologische problemen
- Alcohol
- Roken
- Gebrek aan lichaamsbeweging

Een vacuüm-systeem is de beste therapie-optie voor mannen die kampen met een erectiestoornis. Het kent geen bijwerkingen en is het beste alternatief wanneer het gebruik van medicatie niet de voorkeur heeft.



Een Active³ of Manual Erection System bestellen

U kunt eenvoudig en snel uw order bestellen via een van de onderstaande websites:



www.erecietpomp.nl
www.memidis-shop.nl

Hulpmiddelen bij erectiestoornissen worden niet vergoed in de basiszorgverzekering. Indien u een aanvullende verzekering heeft, bestaat wellicht de mogelijkheid om de aankoopkosten voor een Active Erection System (AES) of Manual Erection System (MES) bij uw zorgverzekeraar te declareren.

De voorwaarden verschillen per verzekeringsmaatschappij en veranderen jaarlijks.

In ieder geval moet u beschikken over een recept, uitgeschreven door een arts. Verder kan het helpen als de betreffende arts middels een schriftelijke verklaring toelicht, waarom de aanschaf van een erectiepompe voor u van groot belang is. Als u zekerheid wenst, adviseren wij u vóór aanschaf te overleggen met uw zorgverzekeraar.

Het **Active³ Erection System** is conform Europese richtlijnen gecertificeerd als medisch hulpmiddel klasse IIa.

Artikelnummer: AES 3
Z-Index nummer: 1519710
Medisch Hulpmiddel

CE 0483



Het **Manual Erection System** is conform Europese richtlijnen gecertificeerd als medisch hulpmiddel.

Artikelnummer: MES 01
Z-index nummer: 15562573
Medisch Hulpmiddel

CE



Geproduceerd in Duitsland.

U heeft 2 jaar garantie op alle onderdelen, met uitzondering van de drukringen. Na de garantietermijn zijn de onderdelen altijd na te bestellen.



**Memidis
Pharma**
Wo-men's Health

Memidis Pharma Benelux
Kerkenbos 1077-R, 6546 BB Nijmegen
tel. +31 (0)24 64 55 411
info@memidis.nl

www.erecietpomp.nl

Active³ en Manual Erection System

Een effectief hulpmiddel bij erectiestoornissen, ongeacht de oorzaak



Active³ & Manual
Erection system

U bent bij de huisarts of uroloog geweest omdat u te maken heeft met een erectiestoornis of impotentie. Dat is niets om u voor te schamen, het is een algemeen voorkomend probleem. Alleen al in Nederland hebben ongeveer 800.000 mannen wel eens last van een erectiestoornis.

We spreken over een erectiestoornis wanneer u onvoldoende in staat bent een erectie te krijgen of te behouden. Hierdoor wordt bevredigende seks erg lastig.

Uw arts heeft u vermoedelijk aangeraden om eens meer te lezen over het gebruik van een vacuümpomp.

Het **Active³** en **Manual Erection System** (AES en MES) zijn medische erectiepompen waarmee u een erectie kan opwekken. Beide systemen zijn effectief ongeacht de oorzaak van uw erectieproblemen. Beide systemen creëren een vacuüm rond de penis waardoor een erectie ontstaat.

De **AES** of **MES** medische vacuümpomp is een geaccepteerde oplossing voor patiënten met een erectiestoornis, die niet of onvoldoende reageren op behandeling met erectiepillen zoals Viagra.

Bijna 95% van de mannen die het vacuümsysteem gebruiken is weer tevreden over de verkregen erectie.

Er zijn twee uitvoeringen beschikbaar, automatisch en handbediend. Het is nogal persoonlijk welk systeem uw voorkeur heeft. Laat u daarom goed informeren.



Active³ Erection System[®] (AES) zeer stil en als enige oplaadbaar.

Voordelen

Een veilige manier om een erectie op te wekken	✓
Is niet fysiek belastend	✓
Eenvoudig in gebruik	✓
Zeer effectief	✓
Wordt goed geaccepteerd	✓
Zorgt voor herstel van erectiele functies	✓

Manual Erection System[®] (MES) met handbediende vacuümpomp.

De keuze voor een **handbediend** of **elektrisch systeem** is heel persoonlijk.

Er zijn kleine verschillen tussen beide systemen. De handmatig te bedienen variant is iets goedkoper en wat stiller. Het elektrische systeem is weer makkelijker in gebruik.

Na een prostaatoperatie zijn beide opties geschikt, zij dragen in hoge mate bij aan de revalidatie van de penis en zorgen doorgaans voor herstel van erectiele functies.

Van beide apparaten zijn de losse onderdelen onderling uitwisselbaar.

Beide systemen zijn van hoogwaardige materialen gemaakt en officieel gecertificeerde medische hulpmiddelen.



Het complete erectie-systeem bestaat uit:

- Cilinder van transparant perspex.
- 2 Geleiders voor het plaatsen van de drukringen op de cilinder.
- Conus, hulpmiddel voor aanbrengen van de drukringen.
- 4 Drukringen met diameter van 10 - 12,5 - 15 en 20 mm.
- Tube Animé glijmiddel 50 ml, op waterbasis.
- Duidelijke gebruiksaanwijzing in het Nederlands.
- De Active3 wordt geleverd met een oplader.
- Praktische, neutrale opbergtas.